



Cortar estacas de 20 a 25 centímetros, con 5 a 6 yemas. El corte debe ser recto, sin rajaduras en la estaca, manchas ni perforaciones en su interior.

Las estacas deben tener un diámetro de 1.0 - 1.5 centímetros.

La solución desinfectante se prepara utilizando 2 gramos de Cupravit por litro de agua, según las estacas a desinfectar. Sumergirlas por 5 minutos, en sacos o canasta.



MUY VERDE

MUY MADURA

OPTIMA

Retirar las estacas y colocarlas sobre mantas u hojarascas, bajo sombra, para que se escurran y luego sembrar.

UNIDAD DE TRANSFERENCIA Y APOYO A LA EXTENSIÓN - IQUITOS

Informes: Av. San Roque N° 209 km 1 Carretera Iquitos - Nauta

Telefax: (091) 260732 / 261035. Apartado 69

E-mail: sroque@inia.gob.pe



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria

Dirección de Investigación Agraria

Dirección de Extensión Agraria

Estación Experimental Agraria San Roque - Iquitos



HOJA DIVULGATIVA N° 1

MARZO, 2005

SELECCION, PREPARACION Y DESINFECCION DE ESTACAS DE YUCA



Seleccionar la variedad de yuca de su preferencia.

Identificar plantas maduras (6 - 12 meses) vigorosas, libre de plagas y enfermedades.

Seleccionar ramas del tercio medio de la planta.